

Consultas / Produtos para Saúde / Detalhes

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	Bio Engenharia e Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda		
CNPJ	00.097.446/0001-86	Autorização	8.00.367-5
Produto	CBTOBE - CÂNULA PARA BIÓPSIA DE TECIDO ÓSSEO BIO ENGENHARIA		

Modelo Produto Médico

CBTOBE3.0105 - Cânula para Biopsia de Tecido Ósseo Bio Engenharia 3.0105 01 Tubo de Acesso TA-CBTOBE Ø 3,00 x 105,00 mm 01 Punção P-CBTOBE Ø 2,40 x 174,50 mm 01 Ponteira Estriada PE-CBTOBE Ø 2,40 x 194,50 mm 01 Mandril M-CBTOBE Ø 1,00 x 247,00 mm 01 Extrator E-CBTOBE Ø 1,00 x 247,00 mm
 CBTOBE3.0155 - Cânula para Biopsia de Tecido Ósseo Bio Engenharia 3.0155 01 Tubo de Acesso TA-CBTOBE Ø 3,00 x 155,00 mm 01 Punção P-CBTOBE Ø 2,40 x 224,50 mm 01 Ponteira Estriada PE-CBTOBE Ø 2,40 x 244,50 mm 01 Mandril M-CBTOBE Ø 1,00 x 297,00 mm 01 Extrator E-CBTOBE Ø 1,00 x 297,00 mm
 CBTOBE3.0205 - Cânula para Biopsia de Tecido Ósseo Bio Engenharia 3.0205 01 Tubo de Acesso TA-CBTOBE Ø 3,00 x 205,00 mm 01 Punção P-CBTOBE Ø 2,40 x 274,50 mm 01 Ponteira Estriada PE-CBTOBE Ø 2,40 x 294,50 mm 01 Mandril M-CBTOBE Ø 1,00 x 347,00 mm 01 Extrator E-CBTOBE Ø 1,00 x 347,00 mm
 CBTOBE3.5105 - Cânula para Biopsia de Tecido Ósseo Bio Engenharia 3.5105 01 Tubo de Acesso TA-CBTOBE Ø 3,50 x 105,00 mm 01 Punção P-CBTOBE Ø 2,80 x 174,50 mm 01 Ponteira Estriada PE-CBTOBE Ø 2,80 x 194,50 mm 01 Mandril M-CBTOBE Ø 1,00 x 247,00 mm 01 Extrator E-CBTOBE Ø 1,00 x 247,00 mm
 CBTOBE3.5155 - Cânula para Biopsia de Tecido Ósseo Bio Engenharia 3.5155 01 Tubo de Acesso TA-CBTOBE Ø 3,50 x 155,00 mm 01 Punção P-CBTOBE Ø 2,80 x 224,50 mm 01 Ponteira Estriada PE-CBTOBE Ø 2,80 x 244,50 mm 01 Mandril M-CBTOBE Ø 1,00 x 297,00 mm 01 Extrator E-CBTOBE Ø 1,00 x 297,00 mm
 CBTOBE3.5205 - Cânula para Biopsia de Tecido Ósseo Bio Engenharia 3.5205 01 Tubo de Acesso TA-CBTOBE Ø 3,50 x 205,00 mm 01 Punção P-CBTOBE Ø 2,80 x 274,50 mm 01 Ponteira Estriada PE-CBTOBE Ø 2,80 x 294,50 mm 01 Mandril M-CBTOBE Ø 1,00 x 347,00 mm 01 Extrator E-CBTOBE Ø 1,00 x 347,00 mm
 CBTOBE3.7105 - Cânula para Biopsia de Tecido Ósseo Bio Engenharia 3.7105 01 Tubo de Acesso TA-CBTOBE Ø 3,70 x 105,00 mm 01 Punção P-CBTOBE Ø 3,00 x 174,50 mm 01 Ponteira Estriada PE-CBTOBE Ø 3,00 x 194,50 mm 01 Mandril M-CBTOBE Ø 1,00 x 247,00 mm 01 Extrator E-CBTOBE Ø 1,00 x 247,00 mm
 CBTOBE3.7155 - Cânula para Biopsia de Tecido Ósseo Bio Engenharia 3.7155 01 Tubo de Acesso TA-CBTOBE Ø 3,70 x 155,00 mm 01 Punção P-CBTOBE Ø 3,00 x 224,50 mm 01 Ponteira Estriada PE-CBTOBE Ø 3,00 x 244,50 mm 01 Mandril M-CBTOBE Ø 1,00 x 297,00 mm 01 Extrator E-CBTOBE Ø 1,00 x 297,00 mm
 CBTOBE3.7205 - Cânula para Biopsia de Tecido Ósseo Bio Engenharia 3.7205 01 Tubo de Acesso TA-CBTOBE Ø 3,70 x 205,00 mm 01 Punção P-CBTOBE Ø 3,00 x 274,50 mm 01 Ponteira Estriada PE-CBTOBE Ø 3,00 x 294,50 mm 01 Mandril M-CBTOBE Ø 1,00 x 347,00 mm 01 Extrator E-CBTOBE Ø 1,00 x 347,00 mm

Nome Técnico	Dispositivo Para Biopsia
Registro	80036750033
Processo	25351.568080/2016-05
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: Bio Engenharia e Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE