


Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda



**BIO**  
ENGENHARIA



TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM PROL DA SAÚDE





Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda




**BIO**  
ENGENHARIA

## CÂNULA PARA BIÓPSIA DE TECIDO ÓSSEO

CÂNULA PARA BIÓPSIA DE TECIDO ÓSSEO BIO ENGENHARIA - CBTOBE - REGISTRO 80036750033

A Cântula para Biópsia de Tecido Ósseo Bio Engenharia destina-se realizar biópsia do tecido ósseo para análise em laboratório de anatomia patológica com o objetivo de auxiliar no diagnóstico de uma patologia.



### Componentes da CÂNULA PARA BIÓPSIA DE TECIDO ÓSSEO BIO ENGENHARIA\*:

01 Tubo de Acesso TA-CBTOBE

01 Punção P-CBTOBE

01 Ponteira Estriada PE-CBTOBE

01 Mandril M-CBTOBE

01 Extrator E-CBTOBE

\*O conjunto apresenta várias apresentações comerciais, que variam nos dimensionais dos seus componentes.

Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda



BIO ENGENHARIA E INDÚSTRIA DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA  
CNPJ: 00.097.446/0001-86 - Insc. Est. 124/0166688 - Insc. Mun. 158960  
Av. São Borja, 1123/1131 - Bairro Jardim América - São Leopoldo - RS - Brasil  
Fone: +55 (51) 3588-0880 - CEP: 93.032-295 - A.F.E. ANVISA: 800.367-5

**[www.bioengenharia.com.br](http://www.bioengenharia.com.br)**  
[bioengenharia@bioengenharia.com.br](mailto:bioengenharia@bioengenharia.com.br)