


Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda




BIO
ENGENHARIA



TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM PROL DA SAÚDE





Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda



BIO
ENGENHARIA

BLOCKBIO CÂNULA DE BLOQUEIO


BLOCKBIO CÂNULA DE BLOQUEIO BIO ENGENHARIA - REGISTRO 80036750037

A BLOCKBIO CÂNULA DE BLOQUEIO BIO ENGENHARIA com ponta de 25°, foi projetada para:

- o plexo e bloqueio nervoso periférico, usando estimulação nervosa elétrica e/ou ultra-som;
- proporcionar anestesia e analgesia em procedimentos cirúrgicos envolvendo extremidades superiores e inferiores, mama e abdômen;
- técnicas de bloqueio nervoso em procedimentos de dor aguda e crônica.

A BlockBio Câmula de Bloqueio Bio Engenharia é utilizada para aplicação de anestésicos em nervos específicos do Plexo Braquial. O mecanismo de ação é anestésiar o nervo, com objetivo de redução ou eliminação de dor nas extremidades superiores e inferiores do corpo humano.

O uso desse tipo de câmula é restrito ao pessoal médico com treinamento e experiência adequada necessária para realizar técnicas de bloqueio nervoso.



Especificações técnicas / Modelos comerciais:

Código	Descrição Componentes	Dimensão	Cor da base da câmula	Força Elástica (N)
BN22090	BlockBio Câmula de Bloqueio Bio Engenharia 22Gx90mm	22G x 90mm	Preto	40
BN22140	BlockBio Câmula de Bloqueio Bio Engenharia 22Gx140mm	22G x 140mm	Preto	40

Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda



BIO ENGENHARIA E INDÚSTRIA DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
CNPJ: 00.097.446/0001-86 - Insc. Est. 124/0166688 - Insc. Mun. 158960
Av. São Borja, 1123/1131 - Bairro Jardim América - São Leopoldo - RS - Brasil
Fone: +55 (51) 3588-0880 - CEP: 93.032-295 - A.F.E. ANVISA: 800.367-5

www.bioengenharia.com.br
bioengenharia@bioengenharia.com.br