

Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda



**BIO**  
ENGENHARIA



TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM PROL DA SAÚDE





**BIO**  
ENGENHARIA


Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda



## BKKEPP - KIT KERRISON ENDOSCÓPICO PNEUMÁTICO PULSANTE COM VÁCUO BIO ENGENHARIA

BKKEPP - KIT KERRISON ENDOSCÓPICO PNEUMÁTICO PULSANTE COM VÁCUO BIO ENGENHARIA - REGISTRO 80036759007

O BKKEPP – KIT KERRISON ENDOSCÓPICO PNEUMÁTICO PULSANTE COM VÁCUO BIO ENGENHARIA é um produto que foi desenvolvido para facilitar a retirada de tecidos nas cirurgias endoscópicas da coluna vertebral.



Com o sistema pulsante e com vácuo controlado o cirurgião terá o máximo de controle na retirada do tecido desejado, sem prejudicar as inervações adjacentes.

- Cânulas com  $\varnothing$  3,00mm e comprimento nos tamanhos 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360mm.

Vantagens sobre o método atual, que utiliza pinças cortantes de acionamento manual:

- Corte preciso;
- Velocidade e praticidade para o cirurgião diminuindo o tempo cirúrgico;
- O vácuo retira o tecido cortado pelo interior da cânula e deposita em um filtro para posterior biópsia;
- Produto descartável de uso único, esterilizado em óxido de etileno, com embalagem dupla, diminuindo em 100% o risco de contaminação;
- Preservação do sistema ótico do equipamento de vídeo, devido sua alta precisão;
- Fácil manuseio.

\*Item não incluso no BKKEPP - KIT KERRISON ENDOSCÓPICO PNEUMÁTICO PULSANTE COM VÁCUO BIO ENGENHARIA - REGISTRO 80036759007

Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda



BIO ENGENHARIA E INDÚSTRIA DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA  
CNPJ: 00.097.446/0001-86 - Insc. Est. 124/0166688 - Insc. Mun. 158960  
Av. São Borja, 1123/1131 - Bairro Jardim América - São Leopoldo - RS - Brasil  
Fone: +55 (51) 3588-0880 - CEP.: 93.032-295 - A.F.E. ANVISA: 800.367-5

[www.bioengenharia.com.br](http://www.bioengenharia.com.br)  
[bioengenharia@bioengenharia.com.br](mailto:bioengenharia@bioengenharia.com.br)