

Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda



BIO
ENGENHARIA



TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM PROL DA SAÚDE





BIO

ENGENHARIA

Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda




BROCA ENDOSCOPICA ESFÉRICA PARA FORAMINOPLASTIA BIO ENGENHARIA

BROCBE – BROCA ENDOSCOPICA ESFÉRICA PARA FORAMINOPLASTIA BIO ENGENHARIA - REGISTRO 80036759006

A BROCBE – BROCA ENDOSCOPICA ESFÉRICA PARA FORAMINOPLASTIA BIO ENGENHARIA é um produto desenvolvido para a ressecção óssea em cirurgias endoscópicas. Possui o corpo alongado e é utilizado em cirurgias minimamente invasivas da coluna vertebral. Para realizar o desbaste do crescimento ósseo entre as vértebras, é necessário que a BROCBE – BROCA ENDOSCOPICA ESFÉRICA PARA FORAMINOPLASTIA BIO ENGENHARIA esteja acoplada a um motor tipo perfurador ósseo ou caneta cirúrgica, elétrico ou pneumático.

É um produto estéril, de uso único e descartável.

A BROCBE – BROCA ENDOSCOPICA ESFÉRICA PARA FORAMINOPLASTIA BIO ENGENHARIA atua na função de perfurar, cortar e desbastar ossos e cartilagens, agindo diretamente na fusão das partes ósseas. A fusão óssea é uma resposta natural do corpo e está ligada diretamente a instabilidade dos níveis adjacentes entre o disco e as vértebras, sendo a fusão uma tentativa do corpo de estabilizar a região afetada. O acesso minimamente invasivo e o acompanhamento por vídeo cirurgia garantem uma maior exatidão na ressecção óssea e, por também haver um deslocamento muscular menor no procedimento, traz ao paciente a possibilidade de uma rápida recuperação e o seu retorno às atividades em um tempo reduzido.



Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda



BIO ENGENHARIA E INDÚSTRIA DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
CNPJ: 00.097.446/0001-86 - Insc. Est. 124/0166688 - Insc. Mun. 158960
Av. São Borja, 1123/1131 - Bairro Jardim América - São Leopoldo - RS - Brasil
Fone: +55 (51) 3588-0880 - CEP: 93.032-295 - A.F.E. ANVISA: 800.367-5

www.bioengenharia.com.br
bioengenharia@bioengenharia.com.br