


Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda



**BIO**  
ENGENHARIA



TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM PROL DA SAÚDE









Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda



**BIO**  
ENGENHARIA


## DISPOSITIVO INTERSOMÁTICO

DISPOSITIVO INTERSOMÁTICO BIO ENGENHARIA - REGISTRO 80036750018

DENOMINAÇÃO DOS COMPONENTES	CÓDIGO DO COMPONENTE	DIMENSÃO	
Dispositivo Intersomático Lombar	BDIL6.020	6X20X8	
	BDIL7.020	7X20X8	
	BDIL8.020	8X20X8	
	BDIL9.020	9X20X8	
	BDIL10.020	10X20X8	
	BDIL12.020	12X20X8	
	BDIL14.020	14X20X8	
	BDIL6.025	6X25X8	
	BDIL7.025	7X25X8	
	BDIL8.025	8X25X8	
	BDIL9.025	9X25X8	
	BDIL10.025	10X25X8	
	BDIL12.025	12X25X8	
	BDIL14.025	14X25X8	
Dispositivo Intersomático Cervical	BDIC5	14X12X5	
	BDIC6	14X12X6	
	BDIC7	14X12X7	
	BDIC8	14X12X8	
	BDIC9	14X12X9	
	BDIC10	14X12X10	

### APRESENTAÇÃO EM ESTOJOS

Estojo em PPSU - RADEL



Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda



BIO ENGENHARIA E INDÚSTRIA DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA  
CNPJ: 00.097.446/0001-86 - Insc. Est. 124/0166688 - Insc. Mun. 158960  
Av. São Borja, 1123/1131 - Bairro Jardim América - São Leopoldo - RS - Brasil  
Fone: +55 (51) 3588-0880 - CEP: 93.032-295 - A.F.E. ANVISA: 800.367-5

**[www.bioengenharia.com.br](http://www.bioengenharia.com.br)**  
[bioengenharia@bioengenharia.com.br](mailto:bioengenharia@bioengenharia.com.br)