


Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda



BIO
ENGENHARIA



TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM PROL DA SAÚDE





Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda



BIO
ENGENHARIA

KIT DE VERTEBROPLASTIA BIO ENGENHARIA

KIT DE VERTEBROPLASTIA BIO ENGENHARIA - REGISTRO 80036750017

O Kit de Vertebroplastia é indicado para manter e estabilizar o espaço entre as vértebras da coluna vertebral. O Kit de Vertebroplastia Bio Engenharia é utilizado para aplicação de cimento ortopédico dentro dos ossos da vértebra. Insere o cimento através de força comprimida até o local do osso debilitado. É apropriado para utilização em cirurgias minimamente invasivas, tendo como finalidade estabilizar fraturas em vértebras.

O paciente é beneficiado com esta cirurgia, pois a mesma diminui as suas dores e o conduz a uma melhora em sua mobilidade e a volta as suas atividades, prejudicadas pela lesão.



Misturador de Cimento



Ponteira de Aço



Conjunto Aplicador



Funil



Extensor Flexível



***O cimento ortopédico, a ser utilizado no procedimento, deve ser de baixa viscosidade, secagem lenta e radiopaco. (O cimento ortopédico não faz parte deste produto).**

Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda



BIO ENGENHARIA E INDÚSTRIA DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
CNPJ: 00.097.446/0001-86 - Insc. Est. 124/0166688 - Insc. Mun. 158960
Av. São Borja, 1123/1131 - Bairro Jardim América - São Leopoldo - RS - Brasil
Fone: +55 (51) 3588-0880 - CEP: 93.032-295 - A.F.E. ANVISA: 800.367-5

www.bioengenharia.com.br
bioengenharia@bioengenharia.com.br